

FICHE PRODUIT



Bras d'Entraînements pour Sutures

Référence : SOC- R10025

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Bras d'Entraînements pour Sutures.

- Matériau souple et résistant
- Dimensions : 62 x 18 x 13 cm
- Poids : 1 kg
- Fourni avec nécessaire de suture de base
- Modèle adulte

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit


<https://www.socimed.com/divers/9916-bras-d-entrainements-pour-sutures.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com