


FICHE PRODUIT



Simulateur Avancé d'Accouchement

Référence : SOC-R17840

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU SIMULATEUR AVANCÉ D'ACCOUCHEMENT

Poids : 12 Kg

- Modèle : Adulte
- Entraînement aux bonnes méthodes d'accouchement
- Polyvalent : de multiples procédures sont réalisables :
 - * accouchement normal par voie vaginale
 - * accouchement par présentation podalique
 - * accouchement par césarienne
 - * manoeuvre de Ritgen
 - * l'épisiotomie
 - * position céphalique
 - * manipulation intrautérine
 - * prolapsus du cordon ombilical
 - * placenta praevia
 - * palpation de la fontanelle
- Diaphragme et estomac amovibles
- Structure de l'estomac transparente
- Cavité pelvienne grandeur nature

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Repères de l'anatomie féminine aussi précis que possible
- Nouveaux nés disposent d'une structure osseuse et de leur fontanelle

Sont inclus :

- 2 nouveaux nés de sexe différent
- 2 cordons ombilicaux
- 2 placentas
- 4 rallonges de cordon ombilicaux
- Talc en poudre
- Guide d'instruction
- Boîte de transport

- Produit CE

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/9917-simulateur-avance-d-accouchement.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com