

**FICHE PRODUIT**



## Bassin féminin avec ligaments

Référence : SOC-4070L

### Points forts

- délais : 48 heures

## Description du produit

### DÉTAILS DU MODÈLE DE BASSIN FÉMININ AVEC LIGAMENT

- Poids : 1.5 kg
- Grandeur nature

## Conformité et garantie



Marquage CE

### Garantie

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/9918-bassin-feminin-avec-ligaments.html>



## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com