

FICHE PRODUIT



Modèle de Nourrisson Garçon pour Soins Spécifiques.

Référence : SOC- BA85

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU MODÈLE DE NOURRISSON GARÇON POUR SOINS SPÉCIFIQUES

Poids : 3 Kg

- Modèle : Enfant
- Sexe : Masculin
- Grandeur nature
- Méthodes d'application de soins spécifiques sur nouveaux nés
- Permet d'effectuer de multiples procédures médicales
- Simulateur éducatif pour infirmier(e)s ou futurs parents
- Boîte de transport et de rangement fournie
- Tubes de trachéostomie et de sonde gastrique non inclus

Procédures réalisables :

- Trachéostomie
- Insertion d'une sonde gastrique ou naso-gastrique
- Cathéter urétral
- Donner le bain

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Changer la couche
- Certains changements de vêtements basiques
- Produit CE

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/9919-modele-de-nourrisson-garcon-pour-soins-specifiques.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com