

FICHE PRODUIT



Echographe Numérique Mindray, Modèle DC-8 Expert

Référence : SOC-DC-8 Exp

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Caractéristiques Techniques

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Écran LCD haute résolution de 19 pouces	iTouch (Auto Image Optimization)
Écran tactile couleur antireflet de 10,4 pouces	Cine review
PW (Pulse Wave Doppler) doppler à vague d'impulsion	Zoom/iZoom (Full Screen Zoom) Zoom plein écran
HPRF (High Pulse Repetition Frequency): élargit la plage de détection des flux haute vitesse.	ExFOV (Extended Field of View): disponibles sur les transducteurs linéaires, convexe et volume.
ART Flow™ (Automatic Recognition Transient Flow) Reconnaissance automatique Flux transitoire	B steer: Disponibles sur les transducteurs linéaires.
Smart Doppler (Automatically positioning Color Box et doppler Gate Placement) Positionnement automatique de la boîte à couleurs et du doppler	Duplex/Triplex: Les images en modes B et PW s'affichent en même temps.
Imaging Mode: B, Color, Color M, Power, Directional Power Doppler Flow Imaging, M-Mode.	Acoustic output power: 3.2%-100%, 101 levels.
FCI (Frequency Compounding Imaging) Imagerie combinée en fréquence	PW/CW (Auto trace & Calculation) Traçage automatique et calcul
THI (Tissue Harmonic Imaging) et PSH™ (Phase-shift Tissue Harmonic Imaging): Cette fonctionnalité d'imagerie harmonique améliore la restitution de contraste pour obtenir des images plus nettes, une excellente résolution, tout en diminuant les bruits parasites.	Chauffe gel
Advanced Echo Boost™: Cette technologie Mindray améliore encore l'imagerie des sondes linéaire, en y apportant une technologie brevetée, héritée des sondes Phased-array, pour offrir des images échographiques d'une netteté incomparable.	Disque dur 1TB
iBeam (Spatial compounding imaging): Fonctionnalité permettant de recréer une image à partir de plusieurs angles de vue, pour améliorer la restitution du contraste et la visualisation. Off/on, 5 étapes; max. 9 angles	>140 Bodymarks
iClear (Speckle Suppression Imaging): Améliorez la qualité des images grâce à la détection automatique des structures.	Built-in wireless adapter
Limites plus nettes et continues	DVD-RW et 6 USB Ports
Tissus uniformes lisses	iStation (Patient Information Management)
Zones sans écho» nettoyées	iStorage (UltraAssist et iScanHelper)

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Écran LCD haute résolution de 19 pouces	iTouch (Auto Image Optimization)
• MedSight: Application capable de transférer les images, les vidéos et les rapports cliniques du DC8 Expert à vos tablettes et smartphones, via un réseau WiFi.	

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/echographe-doppler-couleur-avec-chariot/9943-echographe-numerique-mindray-modele-dc-8-expert.html>






Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
 fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com