

FICHE PRODUIT

Vélo ergomètre standard ERGOSELECT 100 P

Référence : SOC-ERGOSELECT100

Points forts

- délais : 48 heures
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

ERGOSELECT 100 - 360°**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Ergomètre	ERGOSELECT 100 P
Système de freinage	Frein à courants de Foucault piloté par ordinateur
Charge	De 6 à 999 watts, indépendamment du nombre de tours
Précision	Selon DIN VDE 0750 - 238
Plage de vitesse de rotation	De 30 à 130 t/min
Réglage du guidon	Inclinaison : 360°
Réglage de la hauteur de la selle	En continu, mécanique
Taille	Env. 120cm - 210 cm
Poids du patient (max.)	160 Kg
Unité de commande	
Affichage / Affichage pour le patient	Charge, tours, temps, tension artérielle, spO2 (Option), fréquence cardiaque (LCD) / tours (DEL)
Clavier	Clavier à touches sensibles
Affichage graphique (courbe de la charge 7 du pouls)	Option (Type K)
Programmes d'Ergométrie	
Librement définissables	10
Programmes à paliers fixes (WHO, Hoffman, etc.)	5
Réglage manuel de la charge	standard
Programmes d'entraînement	
Entraînement commandé par le pouls (récepteur pouls intégré)	Option (Type K)
Tests de performance prédéfinis	Option (type K)
Extensions	
Prise de tension artérielle automatique	Option
Mesure de la saturation en oxygène	Option

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
 fr.quotations@socimed.com

Ergomètre	ERGOSELECT 100 P
Interfaces	
Numérique (RS-232, USB) / analogique/ démarrage à distance	Standard /Option / Option
Divers	
Dimensions, max. (L x l x H)	Env. 90 cm x 42 cm x 130 cm
Poids	56 Kg
Alimentation électrique	100 – 240 V/ 50 – 60 Hz / 100 VA max.

• **Options/accessoires**

- **Mesure automatique de la pression artérielle**

Module pour la mesure automatique de la pression artérielle

Intégré dans l'ergomètre (type P ou K)

Raccord pour brassard dans l'unité de commande

Y compris brassard standard

Brassards disponibles en différentes tailles

- **Unité de commande avancée type K**

Grand écran d'affichage graphique

Récepteur intégré pour ceinture thoracique de mesure de la fréquence cardiaque

Ergométrie

Entraînement commandé par fréquence cardiaque

Entraînement à charge constante

Entraînement par intervalles

- **Mesure de la saturation en oxygène (uniquement pour type K)**

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Module pour la mesure de la saturation en oxygène

Intégré dans l'ergomètre

Fiche de raccordement pour le capteur dans l'unité de commande

Y compris capteur Soft Tip

- **Accessoires pour l'entraînement et le sport**

Réglage horizontal de la selle

Selle de compétition

Adaptateur de serrage rapide pour selle standard

Pédaliers réglables

Guidon triathlon

Ceinture thoracique pour fréquence cardiaque « POLAR »

- **Accessoires pour ergométrie pédiatrique**

Réglage de selle pour ergométrie pédiatrique

Selle enfants

Adaptateur de serrage rapide pour selle standard

Pédaliers réglables

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/cardiologie-et-holter-ecg/9945-velo-ergometre-standard-ergoselect-100-p.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com