

FICHE PRODUIT

Vélo ergomètre ERGOSELECT 50

Référence : SOC-ERGO50

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

L'ergomètre avantageux pour l'ECG d'effort. Cet ergomètre se caractérise par un seuil d'enjambement bas, des programmes d'ergométrie librement définissables et des interfaces universelles à des fins de connexion à des PC d'ECG et des électrocardiographes courants.

- **Unité de commande type P**

L'unité de commande intégrée permet de commander via un PC d'ECG ou un électrocardiographe mais aussi de réaliser des ergométries en mode autonome (10 programmes librement définissables). Elle permet également un fonctionnement manuel de l'ergomètre. Tous les paramètres importants pendant l'ergométrie sont affichés sur l'écran LCD rétroéclairé et offrant une bonne lisibilité.

- **Affichage de la hauteur du siège**

La mise à l'échelle clairement lisible permet de régler facilement la selle à la hauteur souhaitée.

- **Interfaces**

De manière standard, l'ergoselect 50 dispose d'une interface série (RS-232) et d'une interface USB pour le raccordement de l'ergomètre à un électrocardiographe. Ces deux interfaces sont isolées galvaniquement via un optocoupleur et se trouvent sous l'ergomètre à un endroit protégé.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- **Sécurité anti-basculement**

La sécurité anti-basculement disponible en option permet une stabilisation renforcée de l'ergoselect 50 et offre une protection supplémentaire, en particulier pour les patients de poids élevé.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Ergomètre	ERGOSELECT 50
Système de freinage	Frein à courants de Foucault piloté par ordinateur
Charge	De 6 à 450 watts, indépendamment du nombre de tours
Précision	Selon DIN VDE 0750-238
Plage de vitesse de rotation	De 30 à 130 t/min
Réglage du guidon	Inclinaison : 360°
Réglage de la hauteur de la selle	En continu, mécanique
Taille	Env. 120 cm – 210 cm
Poids du patient	160 kg (max.)
Unité de commande	
Affichage (valeurs numériques)	Charge, nombre de tours, durée d'entraînement
Clavier	Clavier à touches sensibles
Programmes d'ergométrie	
Librement définissables	10
Programmes à paliers fixes (WHO, Hollmann, etc.)	5
Réglage manuel de la charge	Standard
Interfaces	
Numérique (RS – 232, USB) / analogique / démarrage à distance	Standard / Option / Option
Divers	
Dimensions, max (L x l x H)	Env. 82 cm x 42 cm x 130 cm
Poids	49 Kg
Alimentation électrique	100 – 240 V / 50 – 60 Hz / 100 VA max.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

• Options/ Accessoires

- Réglage horizontal de la selle
- Selle de compétition
- Adaptateur de serrage rapide pour selle standard
- Pédaliers réglages

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/cardiologie-et-holter-ecg/9947-velo-ergometre-ergoselect-50.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com