

FICHE PRODUIT



Tensiomètre SONAIR

Référence : SOC-TENSION

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Tensiomètre SONAIR. * Manomètre fixé sur le brassard. * Molette d'évacuation d'air très précise. * Brassard calibré, velcro adulte. Précision de + ou - 3 mm Hg, garantie sur toute la plage. * Livré en pochette. Garantie 01 AN.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/tensiometres-aneroides/995-tensiometre-sonair.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com