

FICHE PRODUIT



Lames superfrost, bords bruts - Carton de 40 boîtes de 50

Référence : SOC-LCSF02

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Lames superfrost, bords Bruts

Caractéristiques :

- Lames de haute définition avec plage d'identification blanche ou de couleur; Résistantes aux solvants, colorants.
- Lames très planes en verre blanc : transparence parfaite et amélioration de la visualisation au microscope. Absence d'artéfact de lecture facilitant le diagnostic.
- Identification aisée des coupes grâce aux plages d'identification couleur (évite les étiquettes rapportées).
- Lames compatibles avec les appareils à coloration automatique et les centrifugeurs pour lames.
- Présentation en boîte carton « color codée » à la couleur des lames pour identification.
- Lames tenues hors poussière grâce au traitement interne de la boîte carton et de son cellophanage.
- Le rodage évite toute blessure accidentelle.
- Condition minimum de vente : 2 000 lames (40 boîtes de 50).

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/lames-superfrost/996-lames-superfrost-bords-bruts.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com