

FICHE PRODUIT



Vivapore 5

Référence : SAR-VIVAP5

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Vivapore 5

Recommandés pour la concentration et / ou la purification des macromolécules en solutions diluées.

Applications:

- * Visualisation améliorée des bandes de protéines diluées en électrophorèse.
- * Augmentation de sensibilité de tests Elisa.
- * Lavage et récolte de cellules.
- * Purification et concentration d'anticorps monoclonaux.
- * Élimination de détergents.
- * Pour des échantillons de type urine, sérum, LCR, liquide amniotique, salive .
- * Volumes initiaux variables selon le réservoir sélectionné : 0,5 à 20 ml.
- * Membrane en PES (polyéthersulfone).
- * Seuil de coupure : 7 500 Da.
- * Livré avec supports et pipettes de récupération.
- * Surface de la membrane (cm2): 20.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- * Gamme de volume: 1 - 5 ml.
 - * Volume minimal de concentration: 50 µl.
 - * Dimensions (Long. x Haut.): 42 x 82 mm.
- Conditionnement minimum de vente: 30.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/vivapore/998-vivapore-5.html>




Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com