

FICHE PRODUIT



Salle de Radiographie DR avec 1 capteur Pixium EZ à suspension plafonnière

Référence : SOC-HQEZ

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

1 Table à panneau flottant type CAMARGUE HQ HV avec:

- hauteur variable motorisée: 53 – 85 cm (contrôle par pédale)
- Freins électromagnétiques
- Mouvement longitudinal du panneau : +/- 38 cm
- Mouvement latéral du panneau : +/- 13 cm
- Dimensions du panneau porte-patient : 220 x 80 cm

Récepteur digital et grille fixe 80 l/cm ; R 12 :1 ; F 110 cm

1 Chambre d'ionisation 6 mm (3 plages)

1 Suspension plafonnière sur rails type CS3

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Mouvement vertical : 150 cm
- Rotation autour de l'axe vertical : +140°/-200°
- Rotation autour de l'axe horizontal : +210°/-120°
- Mouvement longitudinal : 3,60 m
- Mouvement latéral : 2,16 m
- Affichage SID et rotation du tube RX
- Freins électromagnétiques pour tous les mouvements
- Collimateur manuel avec centreur lumineux

1 Générateur haute fréquence type MAGNUM 50 C (1D) contrôlé par microprocesseur avec:

- Puissance : 50 kW
- Fréquence : jusqu'à 400 kHz
- Réglage kV : 40 - 150 kV
- Réglage mA : 10 – 630 mA
- Gamme des mAs : 0,1 à 630 mAs
- Temps d'exposition 1 ms à 6,3 sec.

Protections : limitation automatique de puissance, compensation secteur automatique, sécurité réseau

Affichage numérique

Autotest automatique

1200 programmes anatomiques.

AEC pour Magnum C

Une poire de graphie

1 tube radiogène à anode tournante ; 9000 tr/mn - Foyers 0,6 – 1,2 mm ; 150 kV; 37/100 kW ; 400 KHU (22/55 kW - 3000 rpm)

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

1 Paire de câbles HT (20 m)

1 Potter mural type VBS TRN43 dR

- Mouvement totalement équilibré du potter bucky avec frein d'urgence mécanique
- Compatible capteur plan
- Mouvement vertical : 149 cm

1 Chambre d'ionisation 6 mm (3 plages)

Capteur portable Pixium® 3543 EZ

- Technologie Silicium Amorphe
- Scintillateur à Iodure de Césium
- Surface sensible aux RX (Taille capteur) : 35 x 43 cm (13.5" x 17")
- Taille du pixel : 148 µm
- Conversion numérique des données 16 bits
- Excellente DQE (66%)
- Connection sans fil (WIFI)
- Câble back-up inclus
- Poids : 2,8 kg

1 Station de travail pour traitement d'image type Da Vinci VIEW **Système d'exploitation : Windows ®**

- Acquisition par protocole, paramètres du générateur pré-définis sont utilisés selon la partie anatomique
- Post-traitement avancé de l'image selon la partie anatomique
- Mémoire RAM : 4 GB
- Stockage des images sur Disque Dur 300 GB
- Outils performants pour le traitement d'image
- Traitement des images :

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- o Luminosité/Contraste automatique
- o Ajustement Contraste/Luminosité/Polarité
- o Inversion H/V o Rotation de l'image
- o Zoom électronique variable
- o Région d'Intérêt
- o Volets numériques
- o Outils de mesures et d'annotation o Affichage multi-image
- o Indice d'exposition
- o Fonction auto-cropping
 - Moniteur TV écran plat MX191* : 48 cm (19'') (1280 x 1024) *D'autres modèles sur demande
 - Base de données patient avec multi-gestion intégrée - DICOM 3.0 support de sauvegarde (CD-R : DVD-R)- DICOM 3.0 Store SCU - DICOM 3.0 Print SCU
 - Générateur/Statif DR et système numérique sont commandés à partir d'une seule console

Amélioration de la qualité d'image avec filtre GOPTM XR11 (rehaussement des contours/contraste, réduction de bruit) pour une netteté d'image optimale des tissus mous et de la structure osseuse -avec traitement personnalisé par organe - 16 bit

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/radiographie-os-poumons/9981-salle-de-radiographie-dr-avec-1-capteur-portable-pixium-ez-a-suspension-plafonniere.html>






SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com