


FICHE PRODUIT



Portoir mural pour une Micropipette Research (avec fixation)

Référence : SOC-033533

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Le support mural permet de maintenir le lieu de travail organisé. Le support de pipette se fixe au mur et permet de garder une pipette à portée de main.

- Compatibilité avec les pipettes Reference et Research plus
- Avec adaptateur, compatibilité également avec les pipettes Multipette, Multipette plus et Varipette

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/accessoires-micropipettes/9983-portoir-mural-pour-une-micropipette-research-avec-fixation.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com