

FICHE PRODUIT



Salle numérique de radiographie os - poumons à suspension plafonnière

Référence : SOC-FS-500DDR-II

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Caractéristiques Salle numérique de radiographie os - poumons à suspension plafonnière.

Générateur

Fréquence de l'onduleur	>400kHz
Portée de voltage	40-150kVp
Portée de mA	10-630mA
Plage de durée d'exposition	0.001-6.3s

Tube à rayon X

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Focus	0.6/1.2mm
tension du tube (max)	150 kV
Capacité de chauffage	150 KHU

Détecteur d'écran plat

Zone active	17"X17"(43mm X43cm)
Matrice de pixels	9 Mega pixels 3008X 3072
Taux de pixel	1431-Jm
Conversion A / D	14 bit
Limitation de la Résolution	3.5LP/mm

Station de travail

Serveur	Système	Windows XP sp3
	Unité centrale	Intei(R)CORE (TM) 2
	Disque dur	SOOG SATA
	Moniteur	19" LCD
	Stockage interne	2G
	Carte VGA	Carte à vitesse élevée
	Conducteur optique	DVD +/-RW

Options:

AEC

DAP (Dose Area Product) Fonction avec UPS pour l'imagerie de la station de travail

Extensions:

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
 fr.quotations@socimed.com

Système HIS

Système RIS

Système PACS

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/radiographie-os-poumons/9984-salle-numerique-de-radiographie-os-poumons-a-suspension-plafonniere.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com