

FICHE PRODUIT

Générateur d'hémodialyse avec écran à cristaux liquides et pompe à double tuyaux JHM-2028A

Référence : SOC-2028A

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

• Fonctionnement convivial

- Ecran tactile LCD de 10 pouces
- Active automatiquement le programme de traitement lorsque du sang est détecté s'écoulant par l'autotest automatique, amorçage, rinçage, désinfection, désinfection chaude, traitement et extinction, etc.
- Les résultats sont donnés en graphes et tableaux.

• Système de sécurité tout autour

- Conductivité
- Température
- Bulle d'air et niveau de sang
- Fuite de sang
- Tension artérielle

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Tension artérielle, veineuse et TM
- Anti-coagulation
- Batterie de réserve

- **Système UF précis**

- Le système de canalisation classique contrôle l'UF précisément
- Système à double voies de circulation pour éviter les infections croisées

- **Fonctions efficaces**

- Profils Na⁺, UF & HCO₃
- Convient pour toute formule de dialysat
- Flux de dialysat linéairement réglable
- KT / V
- Facultatif: support de cartouche de bicarbonate, port de filtre pyrogène, connexion réseau, etc.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-de-dialyse/9986-appareil-d-hemodialyse-jhm-2028a.html>




SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com