

FICHE PRODUIT



Unité de purification d'eau pour 5-7 lits, Modèle **JHTCHRO/250-1**

Référence : SOC-JHM250-1

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Unité de purification d'eau, Modèle JHTCH-RO/250-1

Fonction: Osmose inverse selon la norme médicale pour 5-7 lits

Taille de l'emballage: 185 × 98 × 180 / 98×95×155 cm

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-de-dialyse/9988-unite-de-purification-d-eau-pour-5-7-lits-modele-jhtchro-250-1.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com