

FICHE PRODUIT

Unité de purification d'eau pour 1-4 lits, Modèle JHTCHRO/150-1

Référence : SOC-JHM150-1

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Unité de purification d'eau, Modèle JHTCHRO / 150-1**Fonction:** Osmose inverse selon la norme médicale pour 1-4 lits**Taille de l'emballage:** 182 × 80 × 150 / 82 × 82 × 150 (cm)

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-de-dialyse/9989-unite-de-purification-d-eau-pour-1-4-lits-modele-jhtchro-150-1.html>**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com