

**FICHE PRODUIT**

## Unité de purification d'eau pour 15-20 lits, Modèle JHTCHRO/750-1

Référence : SOC-JHM750-1

**Points forts**

- délais : 48 heures

### Description du produit

**Unité de purification d'eau pour 15-20 lits, Modèle JHTCHRO/750-1****Fonction:** Osmose inverse selon la norme médicale pour 15-20 lits**Taille de l'emballage:** 185×98×180/98×95×155 cm

### Conformité et garantie



Marquage CE

**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-de-dialyse/9990-unite-de-purification-d-eau-pour-15-20-lits-modele-jhtchro-750-1.html>



## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)