

FICHE PRODUIT

Unité de purification d'eau pour 10-12 lits, Modèle JHTCHRO/500-1

Référence : SOC-JHM500-1

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Unité de purification d'eau pour 10-12 lits, Modèle JHTCHRO/500-1**Fonction:** Osmose inverse selon la norme médicale pour 10-12 lits**Taille de l'emballage:** 185 x 98 x 180 / 98 x 95 x 155 cm

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-de-dialyse/9991-unite-de-purification-d-eau-pour-10-12-lits-modele-jhtchro-500-1.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com