

FICHE PRODUIT

Dispositif d'agitation automatique de dialysat Modèle JH-PYA70

Référence : SOC-JHM95070

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Dispositif d'agitation de dialysat Modèle JH-PYA70**Description:**

- Utilisé pour distribution, rinçage et désinfection automatiques
- Macromolécule haute et plastique non toxique
- Sûr, hygiénique et silencieux
- Stérilisation légère UV

Taille de l'emballage: 55 × 55 × 130 (cm)**Matériel d'emballage:** papier carton

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-de-dialyse/9992-dispositif-d-agitation-automatique-de-dialysat-modele-jh-pya70.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com