

**FICHE PRODUIT**

# Machine d'hémo perfusion directe Modèle JH- PUS-1

Référence : SOC-JHM3200

**Points forts**

- délais : 48 heures

## Description du produit

**Indications:** Applicable aux intoxications aiguës (intoxication alimentaire, intoxication médicamenteuse, intoxication aux pesticides, etc.), réhabilitation de l'abus de drogues. Elle est Utilisée en ER, ICU, centre d'hémodialyse

**Description**

- Compact, solide et stable
- Manipulation facile
- Moniteur de sécurité avec alarmes: Détecteurs de pression artérielle et veineuse, détecteur de bulle d'air, détecteur de niveau sanguin, détecteur de température, détecteur d'héparine, panne de courant, etc.
- Chauffage du sang de bain d'eau, doucement et plus sûr
- Taille de l'emballage: 50 × 40 × 55 (cm)
- Emballage Matl.: carton en bois

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Conformité et garantie

**CE**

Marquage CE

**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-de-dialyse/9993-machine-d-hemoperfusion-directe-modele-jh-pus-1.html>



## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |

## Photos du produit



### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)