

FICHE PRODUIT



Equipement de retraitement de dialyseur Modèle JH- FYAD-2

Référence : SOC-JHM4500

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Equipement de retraitement de dialyseur Modèle JH-FYAD-2

Fonction: utilisé pour nettoyer 2 dialyseurs et deux ensembles de tubes de circuit sanguin

Taille de l'emballage: 50 × 30 × 60 (cm)

Matériel d'emballage: carton de papier

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-de-dialyse/9994-equipement-de-retraitement-de-dialyseur-modele-jh-fyad-2.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com