

FICHE PRODUIT



Dialyseur LST-160

Référence : SOC-JHM160

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Dialyseur Modèle LST-160

Spécifications

- Conditionnement: 20pcs / boîte
- Taille 45 × 35 × 30 (cm)
- Matière de la membrane: Polyéthersulfone
- Surface de membrane: 1,2; 1,4; 1,6; 1,8; 2,0
- Modèles à faible flux et à flux élevé
- Efficacité pour l'élimination des molécules
- Excellente compatibilité sanguine
- Faible adsorption des protéines
- Élimine le phosphate efficacement
- Rétention pyrogène sûre
- Stérilisation par E.O. ou rayon gamma

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-de-dialyse/9995-dialyseur-lst-160.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com