


FICHE PRODUIT



Aiguille de fistule pour dialyse type PH B/1000

Référence : SOC-JHMPH

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Spécifications:

- Disponible en 15G, 16G, 17G
- Aiguille siliconée, lisse et ultra fine
- Ailes fixes ou rotatives
- Modèle tête en arriere
- Stérilisation par E.O ou rayons gamma
- Emballage et taille: 1000pcs / boîte; 51 × 44 × 30.5 (cm)
- Matériau d'emballage : Papier Carton
- Poids de la boîte: 8,5 kg / carton

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-de-dialyse/9997-aiguille-de-fistule-type-ph-b-1000.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com