

FICHE PRODUIT

Générateur d'hémodialyse avec pompe à double tuyaux

Référence : SOC-ASIO3038

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Appareil d'hémodialyse avec pompe à double tuyaux

• Fonctions

- Hémodialyse
- Hémofiltration
- Hémodiafiltration
- Echange de plasma
- Hémoperfusion de plasma directe
- Traitement de remplacement rénal continu

- **Taille du conditionnement** : 180 x 66 x 66 (cm)

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.


Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-de-dialyse/9998-appareil-d-hemodialyse-avec-pompe-a-double-tuyaux.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com