FICHE PRODUIT



Bandelettes Accu-Chek GUIDE

Référence : SOC-401563098

Points forts

• delais : 48 heures
• Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Bandelettes réactives

Ces bandelettes réactives sont des **dispositifs d'Auto-Surveillance Glycémique** (ASG) destinés aux personnes atteintes de **diabète**. Compatibles avec **les lecteurs de glycémie** Accu Chek Performa, ces bandelettes permettent la réalisation de **tests de glycémie** (tests de glucose) en **autocontrôle**.

Caractéristiques :

- 6 électrodes de mesure
- Absorption instantanée de 0,6 µl de sang
- Validée pour l'usage du sang capillaire et pour l'usage du sang veineux, artériel et néonatal en milieu hospitalier
- Bandelette extra-large pour une manipulation facile
- Plages d'hématocrite comprises entre 10 et 65 %
- Utilisables dans une plage d'humidité comprise entre 10 et 90%
- Utilisable dans une plage de température comprise entre 8 et 44°C et conservation des bandelettes entre 2 et 30°C

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

- Le symbole vert figurant sur le dessus de la boîte de bandelettes réactives et sur l'étiquette du tube de bandelettes réactives indique l'absence d'interférence avec le maltose pour cette version de bandelettes réactives.
- S'utilisent avec le lecteur de glycémie Accu Chek Performa Nano, Accu Chek Performa, Accu Chek Performa Combo, Accu Chek Performa Expert et Accu Chek Performa Insight.
- **Calibration définitive** : la puce de calibration ne doit plus être remplacée lors de chaque changement de boite de bandelettes (depuis juin 2013, tous les lecteurs de glycémie de la gamme Accu-Chek® Performa sont calibrés définitivement en sortie d'usine).
- Conditionnement : Boite de 2 flacons de 50 bandelettes

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/bandelettes-reactives/9557-bandelettes-accu-chek-performa.html

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.